



**NECK AND SHOULDER MASSAGER
MASAJEADOR**

**RECHARGEABLE NECK AND
SHOULDER MASSAGER
MASAJEADOR RECARGABLE**

® , WESTINGHOUSE, and INNOVATION YOU CAN BE SURE OF are trademarks of Westinghouse Electric Corporation. Used under license by Westinghouse Homeware (HK) Co. All Rights Reserved.

WHMSG2200 / WHMSGR2200 • 09/20


Instructions

For household use only

Instrucciones

Sólo para uso doméstico

English



INTENDED USE

Use the device only for the purpose intended. Any other use may result in damage to the device or injuries.

If you have the following disorder or condition, please consult your physician before use:

1. Heart failure, kidney failure, infection of the superficial veins (called phlebitis) or soft tissue (called cellulitis) in the legs or elsewhere, blood clots in the legs and bleeding disorders.
2. You are pregnant.
3. You have a pacemaker.
4. You have any concerns regarding your health.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Specific safety instructions

1. Do not operate with wet hands.
2. Do not operate in water.
3. Do not drag the power jack cable.
4. Do not place heavy objects on the massage pillow.
5. Do not sleep while using the massager.
6. Do not use while intoxicated.
7. Do not directly massage hand, elbow parts, knee, breast or abdominal area.
8. Do not exceed 30 minutes of use.
9. To prevent electrical shock, DO NOT pull manual power jack cable. Disconnect power cord by the plug. Do not pull at the plug body.
10. If massager does not function, turn power off and discontinue use.
11. Do not allow children to use or play with the massager.
12. Discontinue use in the presence of discomfort.
13. Seek medical advice prior to use if you are pregnant, have a fever, malignant tumor, have heart disease, recovering from a surgical procedure, or have an acute disorder.
14. Keep away from sharp items. Repair if product's material is cut or torn.
15. Disconnect from power source before wiping with damp cloth.
16. Do not use if power cord is frayed or damaged.
17. This product does not include a charger, if you use one it must be 5V / 1A.

BEFORE FIRST USE

1. Carefully take the device and its accessories out of the packaging. Retain the packaging in case you would like to store the device away or transport it at a later date. If you choose to dispose of the packaging, then please do so according to the applicable legal regulations.
2. Check the packaging contents for completeness and damages. Should the contents in the packaging not be complete or be damaged, do not use the device. Return it to your retail outlet immediately.
3. Clean the device and all accessories before the first use. Refer to the chapter CARE AND MAINTENANCE.

USING THE NECK & SHOULDER MASSAGER.

1. press the power button to turn the massager on.
2. Press direction button to change the clockwise and anticlockwise.
3. Press heating button shortly to on or off the heating.
4. After massage press the power button to turn the massager off.

CARE AND MAINTENANCE

1. Unplug the massager and let the massager nodes cool down if just used.
2. Clean the outside of massager with a damp cloth and dry with a soft, clean cloth.
3. Avoid wiping down the mesh covering the massager nodes, this material is very thin and water will seep through it.
4. Let the massager's cover dry completely before using and make sure that the AC adaptor is not near water when using again.
5. The massager should be stored in a dry, cool location, away from sources of water or heat. It is best stored in a secure box or in an airtight bag to keep it free of dust.

DISPOSAL

Proper disposal of this product.




This label indicates that, in the EU, electronic devices cannot be disposed of with regular household waste.

Please use the return or collections systems of your municipality or contact the seller where you purchased this product.

INFORMATION AND SERVICE

If you have question or concerns about your product, please visit our website: www.westinghousehomeware.com, or contact our oversea offices/agents. In line with our policy of continuous product development, we reserve the right to change product, packaging and documentation specifications without notice.

Español



FINALIDAD DE USO

Utilice el aparato sólo para los fines previstos. Cualquier otro uso puede resultar en daños en el aparato o lesiones.

Si tiene alguno de los siguientes trastornos o afecciones, consulte a su médico antes de usar:

1. Insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, flebitis, celulitis en las piernas o en cualquier otro lugar, coágulos de sangre en piernas o trastornos hemorrágicos.
2. Está embarazada.
3. Tiene un marcapasos.
4. Tiene alguna inquietud sobre su salud.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Instrucciones específicas de seguridad

1. No opere con las manos mojadas.
2. No opere en el agua.
3. No arrastre o tire del cable de la toma de corriente.
4. No coloque objetos pesados sobre la almohadilla.
5. No usar el masajeador mientras duerme.
6. No lo use en estado de ebriedad.
7. No masajee directamente la mano, el codo, la rodilla, las mamas o zona abdominal.
8. No exceda los 30 minutos de uso.
9. Para evitar descargas eléctricas, NO tire del cable. Desconecte el cable de alimentación agarrando el enchufe.
10. Si el masajeador no funciona correctamente, apáguelo y suspenda el uso.
11. No permita que los niños usen o jueguen con el masajeador.
12. Suspenda su uso si percibe molestias.
13. Busque atención médica antes de usar si está embarazada, tiene fiebre, tumor, enfermedad cardíaca, si está recuperándose de un procedimiento quirúrgico, o tiene un trastorno.
14. Mantener alejado de objetos afilados.
15. Desconecte de la fuente de energía antes de limpiar con paño húmedo.
16. No lo utilice si el cable de alimentación está deshilachado o dañado.
17. Este producto no incluye fuente de alimentación. En caso de utilizar una, la misma debe ser de 5V/1A.

ANTES DEL PRIMERO USO

1. Quite el aparato y sus accesorios del envase cuidadosamente. Conserve el embalaje en caso que quiera guardar el aparato o transportarlo posteriormente. Si quiere deshacerse del embalaje, debe realizarlo de acuerdo a la normativa legal aplicable.
2. Verifique que el contenido del embalaje esté completo y sin daños. Si el contenido del embalaje no está completo o está dañado, no use el aparato. Devuélvalo a su punto de venta de forma inmediata.
3. Limpie el aparato y todos los accesorios antes de su primer uso. Consulte el capítulo CUIDADO Y

MANTENIMIENTO.

USANDO EL MASAJEADOR / MASAJEADOR RECARGABLE

1. presione el botón de encendido para encender el masajeador.
2. Presione el botón de dirección para cambiar el sentido de movimiento (horario y anti horario).
3. Presione brevemente el botón de calor para encender o apagar el calor.
4. Después del masaje, presione el botón de encendido para apagar.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Desenchufe el masajeador y deje que los nodos del masajeador se enfríen. después del uso.
2. Limpie el exterior del masajeador con un paño húmedo y seque con un paño suave y limpio.
3. Evite limpiar la malla que cubre los nodos del masajeador, este material es muy delgado y el agua se filtrará.
4. Deje que la cubierta del masajeador se seque completamente antes de usar y asegúrese de que el adaptador de AC no esté cerca del agua cuando se use.
5. El masajeador debe almacenarse en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes de agua o calor. Es mejor almacenado en una caja segura o en una bolsa hermética para mantenerlo libre de polvo.

ELIMINACIÓN

Eliminación adecuada de este producto.



Esta etiqueta indica que, en la Unión Europea, los dispositivos electrónicos no pueden desecharse con la basura doméstica.

Use los sistemas de recolección o retorno de su municipio o póngase en contacto con el vendedor al que ha comprado el producto.

INFORMACIÓN Y SERVICIO

Si tiene alguna pregunta o duda acerca de su producto, visite nuestro sitio web: www.westinghousehomeware.com, o póngase en contacto con nuestras oficinas/agentes. En línea con nuestra política de continuo desarrollo del producto, nos reservamos el derecho a cambiar el producto, el embalaje y las especificaciones de la documentación sin previo aviso.